



inFace Gold Beauty Bar

Instrukcja obsługi

Operacja:

1. Otwórz pudełko, weź urządzenie.
2. Zgodnie z rysunkiem 1, obróć dolną pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zgodnie z rysunkiem 2 wyjmij izolator, przekręć dolną pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i mocno .
4. Zgodnie ze wskazaniem w dolnej pokrywie włącz/wyłącz urządzenie.
5. Tu można regulować poziomy wibracji, obracając przycisk.



Bateria: Użyj baterii typu „AA”.

Najważniejsze cechy MS3000:

1. Dokręć skórę i zrób twarz w kształcie litery V V
2. Usuń obrzęki wokół oczu
3. Wyeliminuj obrzęk twarzy
4. Połączana głowica do masażu T, korpus ze stali nierdzewnej stainless
5. Płynna regulacja prędkości obrotowej
6. Wodoodporność IPX7

Specyfikacja produktu:

Model produktu:	MS-3000
Rozmiar produktu:	151x39x16mm
Waga netto:	około 80g
Pojemność baterii:	100 mAh
Napięcie ładowania:	1,5 V
Zakres temperatur pracy:	0oC~40oC
Materiały:	Głowica masująca ze stali nierdzewnej, połączana 24K

Stosowanie:



1. Masaż dla strefy T
(obszar olejowy)

2. Masaż przy
okolicy oczu

3. Masaż dla strefy C
(policzki)



4. Masaż dla strefy U

5. Masaż dla strefy
szczęki

6. Masaż na strefę
szyi

Metoda czyszczenia

1. Wyłączyć urządzenie, a następnie wyczyścić wodą i umieścić w przewiewnym miejscu.
2. Do czyszczenia produktu nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.

Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza w przypadku trądziku, ran lub operacji. Dla skóry wrażliwej zaleca się ostrożne stosowanie. Produkt nie jest zalecany do długotrwałego moczenia w wodzie, aby nie wpłynąć na jego działanie.